



PHOTOTHERAPIE

Lampe de photothérapie pour l'hyper bilirubinémie des nouveaux nés.

Existe en 2 versions :

Version montée sur statif roulant



Specification
Power supply: 220V, 50Hz
Power consumption: 130VA
Tube rate: 20W/pcs
Lighting density: 500um/cm²
Lighting Inclination: 0°, 30°, 60°, 90°
Height Adjustment Range: <200mm
Measurement: 95cm x 51cm x 25cm
Blue light wavelength: 420µm - 470µm
Weight: 19 kg

Version a déposé sur la coupole en plexi de la couveuse

