



LAMPE D'EXAMEN 50 W

Éclairage halogène 50 W dichroïque sur pied roulant

Transformateur électronique

- Éclairage professionnel
Large faisceau lumineux très puissant, **60.000 lux à 50 cm**
- Tête polyamide renforcé
- Poignée de manipulation sur la tête de lampe
- Flexible semi-rigide, gaine en caoutchouc indéchirable, imputrescible, orientable à 360°, conserve la position demandée
- La lampe est montée sur un statif roulant à 5 branches.
- Très faible consommation électrique 4,20 A/h
- Transformateur électronique 230/12V/50W compatibilité électromagnétique CEM

