



LAMPE FRONTALE

LAMPE FRONTALE :

08.1310

Lampe frontale avec éclairage standard.
Tête de la lampe chromée avec loupe.
Le joint permet d'orienter la tête dans toutes les directions.
Bandeau frontal réglable au moyen d'une vis en métal.
Livrée avec fiche pour connexion directe à une pile.
Manche à piles: chromé, Ø 28 mm pour 2 piles type C.
Rhéostat pour réglage de l'intensité lumineuse



LAMPE FRONTALE :

08.1200

Le bandeau en plastique noir peut être réglé au moyen de la vis sur le côté.
Le joint en métal permet de tourner le miroir, Ø mm. 90, dans toutes les directions.

