



LAMPE LOUPE DE WOOD

Lampe loupe de Wood à main **MED-7581**

Idéale pour la détection des mycoses cutanées : recherche de fluorescence, ou pour l'évaluation des troubles de la pigmentation (vitiligo).

La lumière de Wood est indiquée à chaque fois qu'il n'est pas possible de poser un diagnostic clinique entre un mélanome ou une hyperplasie mélanocytaire et un hématome.

Faible poids, dimensions compactes,

Très maniable.

Faible consommation.

Pas d'éblouissement gênant.

Réalisation solide, matériau de haute qualité

Antichoc.

Lumière froide.

Loupe en verre 4 dioptries : 50 x 100 mm.

Évite les reflets

