



LAMPE OPERATOIRE 120.000 LUX

REFLECTOR SHADOWLESS LAMP

KL12L

Cette lampe opératoire utilise la technologie à 12 lampes pour supprimer l'effet d'ombrage.

Existe en version simple, ou avec satellite

Spécifications

Rayonnement lumineux:	$\geq 120.000\text{Lx}$
Température de couleur:	$4200\pm 200\text{K}$
Tension d'alimentation:	AC 230V $\pm 10\%$ 50Hz / 350 VA
Nombres d'ampoules :	12
Tension de service des ampoules:	AC 24V
Puissance totale des ampoules	300 W



REFLECTOR SHADOWLESS LAMP + satellite

KL1205L

Spécifications

Rayonnement lumineux:	$\geq 120.000\text{Lx} + 50.000\text{Lx}$
Température de couleur:	$4200\pm 200\text{K}$
Tension d'alimentation:	AC 230V $\pm 10\%$ 50Hz / 500 VA
Nombres d'ampoules :	12 + 5
Tension de service des ampoules:	AC 24V
Puissance totale des ampoules	425 W

