



LAMPE OPERATOIRE

Scialytique à 5 lampes 60.000 Lux

Existent en trois versions et utilisent la technologie à 5 lampes pour supprimer l'effet d'ombrage.

KL05L: version plafond

KL05LI: version sur statif roulant

Le statif a été spécialement étudié pour pouvoir le glisser sous une table, ses articulations permettent de l'orienter facilement

KL05L AC/DC: version sur statif roulant équipée d'un système automatique d'alimentation sur batteries en cas de coupure de la tension secteur. L'autonomie est > 2 heures

Spécifications

Rayonnement lumineux:	≥60.000Lx
Température de couleur:	4200±200K
Diamètre de la coupole :	50 cm
Tension d'alimentation:	AC 230V 50Hz / 150 VA
Nombres d'ampoules :	5
Tension de service des ampoules:	AC 24V
Puissance totale des ampoules	125W

