



LAMPES OPERATOIRES

Gamme complète

Description

Gamme complète de lampes opératoires, plafond ou mobile avec ou sans satellite.



Modèle: OL-C1205 Main 120,000 Lux Aux. 50,000 Lux



Modèle: OL-201



Modèle: OL-101



Modèle: OL-S04 avec batteries



LAMPES OPERATOIRES

SPECIFICATION:

Style No.		Intensité	Temp. Couleur	Champ d'éclairage	Réglage vertical	Diamètre de la coupole	Ampoule	Puissance
		lux	k	°mm	mm	°mm	Qté	v/w
OL-101	Plafond	100,000	4,000	100-200	800	600	1	24/150 Halo
OL-102	Plafond double	Main 100,000 Aux. 100,000	4,000 + 4,000	100-200 100-200	800 800	600 600	1 + 1	24/150 Halo
OL-103	Plafond double	Main 100,000 Aux. 20,000	4,000 + 3,000	100-200 80-150	800 800	600 280	1 + 1	24/150 Halo
OL-201	Plafond	100,000	4,000	100-200	900	700	1	24/150 Halo
OL-202	Plafond double	Main 100,000 Aux. 100,000	4,000 + 4,000	100-200 100-200	900 900	700 700	1 + 1	24/150 Halo
OL-C05	Plafond	50,000	4,000	100-200	400	500	5	24/25
OL-C07	Plafond	70,000	4,000	100-200	500	700	7	24/25
OL-C09	Plafond	90,000	4,000	100-200	500	900	9	24/25
OL-C12	Plafond	120,000	4,000	100-200	500	900	12	24/25
OL-C1205	Plafond double	Main 120,000 Aux. 50,000	4,000 + 4,000	100-200 100-200	500 400	900 500	12 + 12	24/25 24/25
OL-S04	Mobile	40,000	4,000	100-200	400	500	4	24/25
OL-S05	Mobile	50,000	4,000	100-200	400	500	5	24/25
OL-S04 with battery box	Mobile	40,000	4,000	100-200	400	500	4	24/25

Power Supply: 220 +- 10%V, 50-60Hz