



LAMPE A POLYMERISER

Ce modèle est une lampe à photopolymériser modulable, haute performance, atteignant une énergie de 530 mW/cm².

- Ampoule halogène haute performance (75 W)
- Régulateur de voltage pour compenser les fluctuations de puissance
- Garantie 3 ans
- Différents embouts lumineux possibles (8 mm ; 10 mm ; 13 mm ; 13>8 mm ; 6>2 mm)
- Protection automatique contre les surchauffes
- Bip sonore indicateur de temps
- Ventilateur discret

Conditionnement

- 200 – 240 V / 50 – 60 Hz

