



LAMPE SUR STATIF 30.000 LUX

REFLECTOR SHADOWLESS LAMP

KL01L-II

REFLECTOR SHADOWLESS LAMP + batteries

KL01L-II / AC/DC

Spécifications

Rayonnement lumineux:	$\geq 30.000\text{Lx}$
Température de couleur:	$4000\pm 500\text{K}$
Tension d'alimentation:	AC 230V $\pm 10\%$ 50Hz / 280 VA
Nombres d'ampoules :	1 au tungstène
Tension de service des ampoules:	AC 24V
Puissance totale de l'ampoule	50 W

