



## LIT COQUE - BERCEAUX

### BERCEAU COQUE 01.800.00

Structure en acier chromé,  
Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération.  
Position TR/RTR.  
Monté sur roulettes Ø 60 mm.

85 \* 50 \* 80 cm

13 kg  
0.34 m3



### BERCEAU COQUE 01.802.00

Structure en acier chromé,  
Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération.  
Position TR/RTR.  
Monté sur roulettes Ø 60 mm.

85 \* 50 \* 80 cm

11 kg  
0.34 m3



### MATELAS POUR BERCEAU C110921

Densité 21 kg/m<sup>2</sup>  
Revêtement en coton, amovible et lavable, avec fermeture éclair.

### HOUSSE POUR MATELAS C110928

Housse amovible et lavable pour matelas

### BERCEAU COQUE ZHU

Structure en acier chromé,  
Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération.  
Position TR/RTR.  
Monté sur roulettes Ø 80 mm.  
Livré avec matelas  
82 \* 45 \* 88 cm

21 kg  
0.34 m3

