



LIT HOSPITALIER 2 SECTIONS

Lit hospitalier 2 sections. 01.100.00 01.101.00 01.102.00 01.103.00

Bâti métallique soudé avec revêtement époxy
Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm.
Relève buste réglable par crémaillère (01.100.00)
Relève buste réglable par manivelle (01.101.00)
Relève buste réglable par pompe à gaz (01.102.00)
Relève buste réglable par moteur électrique 24 Volts (01.103.00)
Sommier en treillis métallique soudé revêtement époxy, 2 sections
Pare-chocs aux angles.
Structure démontable
Roulettes Ø 125 mm
Dimensions : 200 * 85 * 50 cm

Poids Kg. :	75 kg
Volume :	0,46 m ³
Long. Cm :	2,05 m
Larg. Cm :	0,97 m
Haut. Cm :	0,23 m



01.100.00



01.101.00

Option.

- Matelas
- Potence
- Barrières amovibles
- Barrières fixes
- Porte sérum
- Porte feuille température