



LIT HOSPITALIER 4 SECTIONS

Lit hospitalier 4 sections. 01.300.00 01.301.00 01.302.00

Bâti métallique soudé avec revêtement époxy
Tête et pied de lit en tube chromé à panneaux laminés démontables 10 mm.
Sommier en treillis métallique soudé revêtement époxy, 4 sections
Pare-chocs aux angles.
Structure démontable
Roulettes Ø 125 mm
Dimensions : 200 * 85 * 50 cm



Options : **TRG** : position Trendelenburg 15° et anti-Trendelenburg 9° réglable par pompe à gaz, système de freinage simultané
VH : position Trendelenburg 15° et anti-Trendelenburg 9° réglable par pompe à gaz, hauteur variable réglable par pompe hydraulique de 50 à 70 cm système de freinage simultané



Option TRG



Option VH



Option TRG+VH

Tête et relève jambes réglables par 2 manivelles, pieds par crémaillère **(01.300.00)**
Tête et relève jambes réglables par 2 pompes à gaz, pieds par crémaillère **(01.301.00)**
Tête et relève jambes réglables par 2 moteurs électriques 24V, pieds par crémaillère **(01.302.00)**

Poids Kg. : de 60 à 105 kg
Volume : 0,46 à 0,98 m³

Option.

Matelas, Potence, Barrières amovibles, Barrières fixes, Porte sérum, Porte feuille température

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d'une amélioration