



LIT MEDICAL 2 SECTIONS

Lit médical. C110091 C110092 C110095 C110096 C110105

Bâti métallique soudé avec revêtement époxy
 Sommier en treillis métallique soudé revêtement époxy
 Structure démontable
 Dimensions : 200 * 85 * 50 cm

	C110091 100800	C110092 100800W	C110095	C110096	C110105
Tête & Pieds de lit	Barreaux verticaux	Barreaux verticaux	Panneaux laminés	Panneaux laminés	Panneaux laminés
Roues		Ø 50 mm	Ø 100 mm -		Ø 100 mm
Tête réglable	crémaillère	Crémaillère	crémaillère	crémaillère	manivelle
Poids	20 kg	20 kg	43 kg	43 kg	50 kg
Volume	0.22 m ³	0.22 m ³	0.46 m ³	0.46 m ³	0.49 m ³



C110091/C110092



C110095/C110096

Option.

- Matelas
- Potence
- Barrières amovibles
- Barrières fixes
- Porte sérum
- Porte feuille température



C110105