



LIT PARC

Lit parc à barreaux :

Structure en tube d'acier revêtement époxy, sommier à ressort d'acier chromé.
Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité.
Quatre roulettes de Ø 100 mm, dont deux équipées de freins. Structure démontable

Modèles **SANS** position Trendelenburg et Anti Trendelenburg

100 (L) X 65 (P) X 100 (H) cm. (30 kg / 0,26 m3)	01-750-00
130 (L) X 65 (P) X 100 (H) cm. (40 kg / 0,28 m3)	01-760-00
150 (L) X 65 (P) X 100 (H) cm. (45 kg / 0,30 m3)	01-770-00

Modèles **AVEC** position Trendelenburg et Anti Trendelenburg réglable par manivelle

100 (L) X 65 (P) X 100 (H) cm. (35 kg / 0,26 m3)	01-751-00
130 (L) X 65 (P) X 100 (H) cm. (45 kg / 0,28 m3)	01-761-00
150 (L) X 65 (P) X 100 (H) cm. (50 kg / 0,30 m3)	01-771-00



MATELAS POUR LIT PARC

C110917	95 X 60 X 10 cm. (3kg / 0,06m3)
C110918	125 X 60 X 10 cm. (3kg / 0,06m3)
C110919	145 X 60 X 10 cm. (3kg / 0,06m3)

Densité 21 kg/mc, revêtement en coton, amovible et lavable, avec fermeture éclair

HOUSSE POUR LIT PARC

Revêtement imperméable pour matelas de lit parc **C110928**