



LIT SIMPLE

Lit simple. C110090 (100820)

Bâti métallique soudé avec revêtement époxy
Tête et pieds de lit à barreaux verticaux
Sommier en treillis métallique soudé revêtement époxy
Structure démontable
Sans roulettes
Dimensions : 200 * 85 * 50 cm

Poids Kg. :	20 kg
Volume :	0,22 m ³
Long. Cm :	2,05 m
Larg. Cm :	0,97 m
Haut. Cm :	0,11 m

Option.

- Matelas
- Potence
- Barrières amovibles
- Barrières fixes
- Porte sérum
- Porte feuille température

