



LUMIERE FROIDE FS2-HP

Solide et fiable, cette source de lumière froide a été conçue comme appareil portable. Elle contient une lampe halogène de 150 watts refroidie par ventilateur et réglable en continu que vous pouvez commander manuellement.



Caractéristiques techniques

Alimentation:	AC 117 V/230 V
Fréquence:	50/60 Hz
Type de lampe utilisé:	LMP-FIL 15 V, 150 W halogène
Dimensions:	195 x 350 x 215 mm
Poids:	8,6 kg