



MATELAS A DEPRESSION

MATELAS A DEPRESSION 09.8000/2

Permet d'immobiliser et de transporter le patient en l'enveloppant dans le matelas. Livré complet de 3 ceintures pour le blocage du patient et 4 ceintures pour fixer le matelas au chariot brancard.

Equipé de

4 poignées sur chaque côtés,

2 poignées aussi sur tête

1 poignée sur pieds

Produit en PVC, il est imperméable et facile à nettoyer.



Livré avec une pompe d'aspiration en ABS. Peut également être utilisée pour le gonflage.



Poids: 13 kg
Volume 0.2 m³