



# CARDIOTOCOGRAPHE CA

## Description :

Cardiotocographe Cadencel; moniteur Foetal (cardiotocographe) compact et Léger (3,5Kg).

Les paramètres externes et internes mesurées permettent une utilisation jusqu'à et pendant la seconde phase du travail.



## Spécifications :

### **Mesure du pouls foetal**

Par Doppler à double pluse

Fréquence de l'ultrason: 2 MHz

Intensité:  $\gamma \leq 10$  mW/cm

Gamme de mesure: 50 - 240 bpm

Précision:  $\pm 2$  %

### **Mesure des contractions**

Par variation de pression piezo

Contrôle du point de référence

Gamme de mesure : 0- 99

### **Imprimante**

Peigne thermique haute résolution

Vitesse de défilement : 1, 2, 3 cm/min

### **Affichage**

Des valeurs numériques avec grandes LED

### **Acoustique**

Signal doppler

Alarme

### **Réglages**

Alarmes haute et basse

Vitesse d'impression

Contraste d'impression

### **Fonctions**

Marqueur d'évènement

Déclenchement automatique de l'impression

### **Alimentation**

Entrée: AC 100- 240 V (50/60 Hz)

Consommation: 80 VA

### **Accessoires Standards**

Capteur ultra son

Capteur contraction intra utérine

Marqueur d'évènement

Papier d'impression

Sangles, câble secteur et Operation Manual

CD pour liaison PC

### **Dimensions / poids**

33 \* 28 \* 9 cm / 3.5 kg

### **Options**

Mesure de l'ECG du fœtus

Version pour jumeaux