



MONITEUR DE PARAMETRES VITAUX

Moniteur de paramètres vitaux NS & NST

Existe en 2 versions :

- NS pour la mesure de la pression non invasive (PNI) et la saturation d'oxygène (SaO2)
- NST identique au NS avec un affichage LCD et tendances.

Fonctionnent sur secteur et batteries internes.

Spécifications:

- Pression Systolique et Diastolique
- Pression moyenne
- Design moderne, léger et peu encombrant
- Facile à utiliser et à transporter
- Large affichage digital
- Alarme visuel sur 360°
- Barre-graphe d'amplitude des signaux
- Autonomie de 3 heures sur batteries
- Alarmes sonores et visuelles
- Convient pour les adultes, enfants et nouveaux nés
- Réglages des limites des alarmes
- Version NST avec affichage : LCD pour visualisation des signaux
- Imprimante et statif en option



Version NS



Version NST

Accessoires standards:

Module de base, Manchette adulte, Capteur doigt SaO2

Option:

Module d'impression
Statif mobile

