



## NEBULISEUR MECANIQUE

### Nébuliseur mécanique F-200

Nébuliseur pour aérosolthérapie à domicile.

Equipé de compresseur à membrane.

Portable, léger et compact.

Coffret plastique anti-choc avec poignée pour le transport.

Accessoires inclus: nébuliseur, masque adulte et enfant, tuyau de 210 cm

Dimensions :	27 * 18 * 11 cm
Poids :	1.8 kg
Alimentation :	220 V / 50 Hz 88 W
Nébulisation :	2 cc / 14 minutes
Pression :	0.5 bar



### Nébuliseur mécanique F-201

Nébuliseur pour aérosolthérapie à usage intensif.

Equipé de compresseur à piston puissant et de longue durée.

Portable, léger et compact.

offret plastique anti-choc avec poignée pour le transport.

Accessoires inclus: nébuliseur, masque adulte et enfant, tuyau de 210 cm

Dimensions :	27 * 18 * 11 cm
Poids :	1.8 kg
Alimentation :	220 V / 50 Hz 149 W
Nébulisation :	2 cc / 7 minutes
Pression :	2.2 bar



### Nébuliseur mécanique F-210 PRO

Nébuliseur pour aérosolthérapie à usage professionnel.

Equipé de compresseur à piston puissant et de longue durée.

Portable, léger et compact.

Manomètre de lecture de la pression

Coffret plastique anti-choc avec poignée pour le transport.

Accessoires inclus: nébuliseur, masque adulte et enfant, tuyau de 210 cm

Dimensions :	25 * 15 * 27 cm
Poids :	2,9 kg
Alimentation :	220 V / 50 Hz 160 W
Niveau sonore :	50 dB
Nébulisation :	2 cc / 7 minutes
Pression :	1,1 bar
Débit :	réglable jusque 30 litres / minutes



### Accessoires

