



## NEBULISEUR ULTRASONIQUE

### Nébuliseur ultrasonique

Nébuliseur pour aérosolthérapie **intensive**.

Il assure des très bons soins thérapeutiques et a une utilisation extrêmement simple.

Garanti une très bonne et rapide nébulisation du médicament et dans un silence absolu.

Livré avec les accessoires suivants: un masque adulte et enfant, un embout buccal, un tuyau annelé, 5 coupelles médicament

Dimensions :	31 * 18 * 27 cm
Poids :	2,75 kg
Alimentation :	220 V / 50 Hz 70 VA
Nébulisation :	réglable jusqu'à 5 cc / minute
Fréquence :	1.7 mHz
Particules :	1 à 5 microns
Minuterie :	0 à 60 min
Capacité du flacon :	80 ml

Existe en deux versions :

Version de table

**F-208**

Version sur statif

**F-208.50**

