



NEGATOSCOPE

Négatoscope mural.

En acier émaillé
Lumière froide fluorescente « type lumière du jour »
Diffuseur blanc monochromatique incassable
Réglage de la luminosité disponible en option


SANS REGLAGE DE L'INTENSITE

Dimensions disponibles :	1 plage	40 * 43 cm	02-040-00
	2 plages	80 * 43 cm	02-080-00
	3 plages	120 * 43 cm	02-120-00
	4 plages	160 * 43 cm	02-160-00

d'autres dimensions sont disponibles sur demande

AVEC REGLAGE DE L'INTENSITE

Dimensions disponibles :	1 plage	40 * 43 cm	02-040-10
	2 plages	80 * 43 cm	02-080-10
	3 plages	120 * 43 cm	02-120-10



Négatoscope de table.

02-045-00

En acier émaillé
Lumière froide fluorescente « type lumière du jour »
41,5 * 27,5 * 13 cm
7 kg / 0.07 m3

