



## OPHTALMOSCOPE

OPTALMOSCOPE :

672075

OPHTALMOSCOPE - 2,5 V. éclairage conventionnel.  
Manche chromé, avec système de fixation FAST LOCK .  
Lentille correctrices de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries.  
Ouverture grand cercle.  
Manche pour 2 piles C.  
Rhéostat pour réglage de l'intensité lumineuse  
Livré avec une trousse en plastique noire.



SET OTOSCOPE - OPTALMOSCOPE :



660200



670200