



CENTRE DE DIAGNOSTIQUE MURAL

Centre de Diagnostic ORL modulable :

Un système qui permet l'utilisation simultanée de plusieurs instruments distincts.

L'unité de base avec une poignée* peut se combiner avec une ou plusieurs unités d'extension, avec le distributeur de spéculums AllSpec, et/ou le tensiomètre GAMMA XXL LF.

Les têtes d'otoscopes, d'ophtalmoscopes ou le porte abaisse-langue adaptables sur les poignées composeront un centre de diagnostic complet adapté à vos besoins.

Caractéristiques:

Interrupteurs automatiques

Technologie Soft Start : le matériel s'allume lorsqu'il est déplacé de l'unité murale et s'éteint lorsqu'on le remet en place.

Protection antivol.

Dans la même gamme:

Porte abaisse langue fo 3.5v tf

Ampoule recharge 3.5 volts ophtalmoscope

Tete otoscope beta 3.5v ot u/1

Distributeur speculums allspec dt c/1

Tete p/tube unispec uu fo loupe piv.

Tensiometre gamma xxl mural l.f

Base supplementaire 1 manche

Transfo mural en100 3.5v 2 manches

