



PESE BEBE SALTER

Pèse bébé : mécanique type Salter avec poche

Balance romaine à ressort avec 2 crochets de suspension
Vis de réglage permettant l'étalonnage
Diamètre du cadran : 20 cm

Capacité : 0 à 25 kg
Précision : 100 g

Livré avec 1 culotte
Culotte de rechange livrable séparément





PESE BEBE SALTER

Pèse bébé : mécanique type Salter avec poche
Fabrication européenne 114800

PRODUCT INFORMATION

International Range
Mechanical Baby Scales



Mechanical Baby Hanging Scale

- Solid metal construction
- 2 solid safety hooks
- Readability: 50 g
- With 1 pair of weighing trousers/sling
- Accessories: extra trousers/carry bag

The most relied on baby scale throughout the world

Technical Specifications

Capacity	25 kg
Graduation	100 g
Dimensions	∅ 170 mm
Weight	approx. 1.5 kg