



## PESE PERSONNE ADULTE DIGITAL

### PESE PERSONNE DIGITAL

S757

Capacité 180 kg  
Graduations 0,1 kg  
Ecran LCD : 94 \* 78 mm

Equipée de capteur de haute précision  
Mise à zéro automatique  
Extinction automatique  
Signal batterie faible  
Signal de surcharge  
Alimentation par batteries au Lithium 2 x 3 V (comprises)

Poids Kg. 4 kg  
Volume 0,008 m3



---

### PESE PERSONNE DIGITAL

S7350HR

Capacité 200 kg  
Graduations 0,1 kg  
Toise : 75 à 200 mm

Equipée de capteur de haute précision  
Mise à zéro automatique  
Extinction automatique  
Signal batterie faible  
Signal de surcharge  
Fonctions de mémorisation et de tarage  
Alimentation par batteries ou secteur

Poids Kg. 15  
Volume 0.08



---

### PESE PERSONNE DIGITAL

S7360

Capacité 200 kg  
Graduations 0,1 kg

Equipée de capteur de haute précision  
Mise à zéro automatique  
Extinction automatique  
Signal batterie faible  
Signal de surcharge  
Fonctions de mémorisation et de tarage  
Alimentation par batteries ou secteur

Poids Kg.  
Volume





## PESE PERSONNE ADULTE DIGITAL

### PESE PERSONNE DIGITAL

S7370

Capacité 200 kg  
Graduations 0,1 kg

Equipée de capteur de haute précision  
Mise à zéro automatique  
Extinction automatique  
Signal batterie faible  
Signal de surcharge  
Fonctions de mémorisation et de tarage  
Alimentation par batteries ou secteur  
L'unité d'affichage à distance, munie d'un câble, peut être fixée au mur

Poids Kg.  
Volume



CE  
0123