



POMPE ASPIRATION

ASPIRATEUR PORTABLE 932D

Aspirateur portable, à usage professionnel avec moteur puissant à double piston.

Très facile à transporter, léger, peu bruyant, et pas besoin de d'huile.

Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer.

Régulateur d'aspiration avec manomètre.

Commande par pédale, ou en continu

Livré avec 1 bocal stérilisable avec soupape de trop-plein et filtre antibactérien.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dépression maximale :	≥ 0.09MPa (680mmHg)
Plage de réglage:	de 0.02MPa à 0.09MPa
Débit:	≥ 32L/min
Bruit:	< 69dB(A)
Bocal:	2.000ml en polycarbonate (PC), transparent incassable et autoclavable.
Tension d'alimentation:	220V ±10%,50Hz
Consommation :	150VA
Poids brut :	7kg
Dimensions :	62cm X 26.4cm X 42cm

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d'une amélioration