



POMPE ASPIRATION CHIRURGICALE ULTRA PUISSANT

ASPIRATEUR MOBILE DEUX BOCAUX

90 litres / minutes 0.90 bar/675 mmHg

Aspirateur mobile à usage professionnel avec moteur puissant a double piston.
Sur chariot en ABS. Équipé de quatre roulettes (antistatiques a la demande), dont 2 avec freins.

Régulateur de dépression et manomètre de contrôle.

Deux bouches 2lt. en Makrolon, autoclavables. Chaque bocal est équipé d'une double valve de sécurité.

Fonctionnement autonome de chaque bocal.

Alimentation : 220 V / 50 Hz
Consommation : 270 W

Poids Kg. 20 Kg
Volume : 0,138 m3



Existe en plusieurs versions

2 bouches de **2** litres **sans** pédale de commande
2 bouches de **2** litres **AVEC** pédale de commande
2 bouches de **4** litres **sans** pédale de commande
2 bouches de **4** litres **AVEC** pédale de commande

F-100
F-100/F
F-100/4
F-100/F4