



## POMPE ASPIRATION CHIRURGICALE

### ASPIRATEUR CHIRURGICALE F-30

40 litres / minutes 0.80 bar/600 mmHg

Aspirateur pour chirurgie mineure, à usage professionnel avec moteur puissant à **double** piston.

Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer.

Livré avec bocal stérilisable de 1 lt., avec soupape de trop-plein.

Régulateur d'aspiration avec manomètre.

Filtre anti-bactérien.

Alimentation : 220 V / 50 Hz

Consommation : 157 W

Poids Kg. 4,5 Kg

Volume : 0,138 m<sup>3</sup>



Existe en plusieurs versions

1 bocal de 1 litre sans pédale de commande

1 bocal de 2 litres sans pédale de commande

2 bocaux de 1 litre sans pédale de commande

2 bocaux de 2 litres sans pédale de commande

1 bocal de 1 litre et 1 bocal de 2 litres sans pédale de commande

**F-30/00**

**F-30/20**

**F-30/40**

**F-30/60**

**F-30/20**

Sur statif roulant

Avec pédale de commande

ajouter **/ST**

ajouter **/PF**