



## POMPE ASPIRATION CHIRURGICALE

### ASPIRATEUR CHIRURGICALE F-31 220V ET BATTERIE 12V INTEGRES

23 litres / minutes 0.75 bar/563 mmHg

Aspirateur pour chirurgie mineure, à usage professionnel avec moteur puissant à **double** piston.

Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer.

Livré avec bocal stérilisable de 1 lt., avec soupape de trop-plein.

Régulateur d'aspiration avec manomètre.

Filtre anti-bactérien.

Alimentation : 220 V / 50 Hz  
12 Volts DC externe via raccord allume cigare  
12 Volts DC de la batterie interne (autonomie : > 45 min)

Consommation : 5 W

Poids Kg. 4,5 Kg  
Volume : 0,138 m3



Existe en plusieurs versions

1 bocal de 1 litre sans pédale de commande	F-31/00
1 bocal de 1 litre <b>avec</b> pédale de commande	F-31/50
1 bocal de 2 litres sans pédale de commande	F-31/20
1 bocal de 2 litres <b>avec</b> pédale de commande	F-31/51
2 bocaux de 1 litre sans pédale de commande	F-31/40
2 bocaux de 2 litres sans pédale de commande	F-31/60
1 bocal de 1 litre sans pédale de commande sur statif roulant	F-31.05
1 bocal de 1 litre <b>avec</b> pédale de commande sur statif roulant	F-31/55
1 bocal de 2 litres sans pédale de commande sur statif roulant	F-31/25
1 bocal de 2 litres <b>avec</b> pédale de commande sur statif roulant	F-31/56
2 bocaux de 1 litre sans pédale de commande sur statif roulant	F-31/45
2 bocaux de 2 litres sans pédale de commande sur statif roulant	F-31/65