



## POMPE ASPIRATION CHIRURGICALE

### ASPIRATEUR MOBILE DEUX BOCAUX

**90 litres / minutes 0.80 bar/600 mmHg**

Aspirateur mobile à usage professionnel avec moteur puissant a double piston.  
Sur chariot en ABS. Équipé de quatre roulettes (antistatiques a la demande), dont 2 avec freins.

Régulateur de dépression et manomètre de contrôle.

Deux bocal 2lt. en Makrolon, autoclavables. Chaque bocal est équipé d'une double valve de sécurité.

Fonctionnement autonome de chaque bocal.

Alimentation : 220 V / 50 Hz  
Consommation : 120 W

Poids Kg. 18 Kg  
Volume : 0,138 m3



Existe en plusieurs versions

2 bocal de **2 litres sans** pédale de commande  
2 bocal de **2 litres AVEC** pédale de commande  
2 bocal de **4 litres sans** pédale de commande  
2 bocal de **4 litres AVEC** pédale de commande

F-90  
F-90/F  
F-90/4  
F-90/F4