



## POMPE ASPIRATION ELECTRIQUE ET A PIEDS

### ASPIRATEUR MANUEL A PEDALE ET ELECTRIQUE AVEC BATTERIE INTEGREE

0.25 bar/190 mmHg

Réalisé en matériel ABS.  
Léger et facile à nettoyer.

Fonctionne soit

- **Electriquement** : par pompe d'aspiration continue alimentée par un moteur à 12 Volts avec 1 accumulateur de plomb 3A intégré rechargeable.  
Autonomie 30 minutes continu.

Diodes lumineuses indiquent le niveau de recharge.

Débit de +/- 12 litres/min

- **Manuellement** : par pompe à pieds  
Débit, jusqu'à 50 litres/min



L'aspiration est réglable jusqu'à 0,50 bar - 380 mmHg  
Bocal autoclavable avec soupape de sécurité  
Livré avec chargeur de batterie

Poids 2.00 gr.

Existe en 2 versions

1 bocal de 1 litre  
1 bocal de 0.5 litre

**F-170/B**  
**F-170.05/B**

Accessoires :



Valise de transport **F-170.10**