



ASPIRATEUR GYNECOLOGIQUE

Aspirateur de liquide amniotique et de mucosités MI 920D

Cet aspirateur est spécialement conçu pour l'aspiration de liquide amniotique et mucosités de la cavité buccale des nouveaux nés.

Il est facile à transporter, léger, peu bruyant, et SANS huile.

Convient également pour une longue utilisation continue.

Deux puissances d'aspiration sont disponibles Fort & Faible

Affichage de la dépression sur un grand manomètre

Réglage en continu de la dépression

Commande par pédale, ou en continu

Equipé d'un système de trop plein avec alarme.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Aspirateur sans huile, haut débit, cylindre double piston

Bouteille large en PVC autoclavable.

Système de trop plein

Equipé d'un filtre bactériologique filtre réduit la contamination dans l'environnement.

Valve de contrôle et régulateur de vide.

Valve de dégagement de vide adaptée sur l'interrupteur à pied permettant le réglage haut/bas.

Dépression max: ≥ 0.09 MPa (680mmHg)

Gamme de réglage de la dépression: 0.02 MPa à ~ 0.09 MPa

Débit: ≥ 20 L/min.

Bruit: ≤ 60 dB(A)

Bouteille: 1.000ml

Alimentation: ~ 220 V $\pm 10\%$ - 50Hz 150VA

Poids: 13Kg

Dimensions: 39x35x42cm