



POMPE POUR LIPOSUCCION

Pompe d'aspiration électrique avec canules

Aspirateur mobile à usage professionnel avec moteur puissant a double piston.
 Monté sur chariot en ABS.
 Équipé de quatre roulettes antistatiques dont 2 avec freins.
 Dépression maximale : 0.9 bar – 684 mmHg
 Régulateur de dépression et manomètre de contrôle.
 Deux bocal 2lt. en Makrolon, autoclavables.
 Chaque bocal est équipé d'une double valve de sécurité et d'un filtre bactérien UU
 Fonctionnement autonome de chaque bocal.
 Commande par pédale



Poids :20 kg
 Volume : 0,134 m3

L'appareil est livré avec 1 manche porte canule, un jeu de 3 canules au choix et 10 m de tuyau spécial avec raccord.

	TYPE A			TYPE B			TYPE C			TYPE D			TYPE E		
	L	Ø	Trou	L	Ø	Trou	L	Ø	Trou	L	Ø	Trou	L	Ø	Trou
1	245	3.0	5	205	3.0	1	65	2.0	1	300	4.0	2	250	2.0	2
2	300	3.0	5	300	3.0	1	165	2.0	1	300	5.0	2	300	3.0	2
3	245	4.0	5	205	4.0	1	65	3.0	1	300	6.0	2	300	4.0	2
4	300	4.0	5	300	4.0	1	165	3.0	1				300	5.0	2
5							65	4.0	1				300	6.0	2
6							165	4.0	1						

L= longueur de la canule en mm, Ø= diamètre en mm, Trou= nombre de trous

