



## APPAREIL RX - VETERINAIRE

**La meilleure solution pour la radiographie vétérinaire.**

**Puissance HF de 3.5 kW 35 – 100 kV 70 mA**

En position basse



En position haute



Avec l'option table



Appareil de radiographie universel Haute Fréquence  
Facile pour le transport et le montage (une seule personne suffit)  
Design moderne, utilisation simple  
Exposition verticale ou latérale pour les grands animaux  
Contrôlé par microprocesseur, self diagnostique,  
Double focus 2.0mm  
Dimension maximale de la cassette : 35 \* 43 cm  
Alimentation 200 – 230 Vac, 16 A

Option : Table flottante