



RADIO DENTAIRE

Appareil de radio dentaire mobile modèle XH-70

Existe avec siège ou mural

Contrôlé par microprocesseur
Dose de 1 mA, pas besoin de protection spéciale
Détection automatique, commande à distance.

- 1, Le temps d'exposition est réglé par microprocesseur
- 2, Peut utiliser les films traditionnels ou le système RVG.
- 3, Système intelligent de détection de dysfonctionnement.
- 4, Tableau de commande convivial, facilitant les manipulations.
- 5, Dose d'irradiation TRES FAIBLE,
- 6, Conforme à toutes les réglementations de sécurité

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentation: | 50Hz 220V±10% |
| Temps d'exposition: | 0.2s---2.0s |
| Tension du tube RX: | 70Kv |
| Courant du tube : | 0,5 / 8 / 10 mA |
| Focus: | 0.8 |
| Refroidissement du tube: | par huile |
| Gamme de mouvements: | réglage vertical: 450mm réglage avant-arrière: 400mm rotation: 360 degrés |
| Poids : | 53 kg |
| Emballage | 1390x480x270mm et |
| 700x595x70mm | |

