



RESPIRATEUR D'ANESTHESIE 01B

Multifonctionnel et Compact
Pour adultes et enfants O₂ + N₂O
Excellent rapport qualité / prix
Simple d'utilisation et d'entretien
Avec respirateur électronique

Respirateur d'anesthésie 2 gaz (O₂ N₂O) avec circuit semi-ouvert monté sur chariot roulant et équipé de 2 évaporateurs (Isoflurane et Enflurane).

Complet avec :

- 1 chariot équipé de 2 tiroirs et 1 étagère pour le monitoring, monté sur 4 roues.
- 1 manomètre de pression pour l'O₂
- 1 manomètre de pression pour le N₂O
- 1 manomètre pour le circuit patient
- 1 valve de flush d'O₂
- 2 rotamètres (O₂-N₂O)
- 1 évaporateur Enflurane ou/et Isoflurane à compensation de pression, de débit et de température.
- 1 ventilateur à commande électronique
I/E Ratio: 1:0.5~1:3.0
Respiratory Rate: 8~40/min
Tidal Volume: 100~1200mL adulte
Tidal Volume: 50~1200mL enfant
- 1 centrale d'alarme
- 1 absorbeur de CO₂
- 1 circuit patient avec
 - Valve inspiratoire, Valve expiratoire, Valve de sécurité, Manomètre de pression, Ballon de ventilation, Tuyaux et masque,
- Tuyau alimentation O₂
- Tuyau alimentation N₂O
- Set de pièces de rechanges
- 1 manuel d'utilisation

Packing Details:

Mainframe : 820mm×760mm×1280mm
N.W.60kgs G.W.85kgs
Accessory : 710mm×710mm×540mm
N.W.30kgs G.W.45kgs

