



RESPIRATEUR D'ANESTHESIE 3B

Multifonctionnel et Compact
Excellent rapport qualité / prix
Simple d'utilisation et d'entretien
Avec respirateur pneumatique

Respirateur d'anesthésie 2 gaz (O₂ N₂O) avec circuit semi-ouvert monté sur chariot roulant et équipé d'un évaporateur (Isoflurane ou Enflurane).

Complet avec :

- 1 chariot équipé de 1 tiroir et 1 étagère pour le monitoring, monté sur 4 roues.
- 1 manomètre de pression pour l'O₂
- 1 manomètre de pression pour le N₂O
- 1 manomètre pour le circuit patient
- 1 valve de flush d'O₂
- 2 rotamètres (O₂-N₂O) 0.1~10L/min
- 1 évaporateur Enflurane ou Isoflurane à compensation de pression, de débit et de température.
- 1 ventilateur à commande pneumatique
I/E Ratio: 1:1.5~1:3.0
Respiratory Rate: 10,12,14,16,18,20,24,30 p/min
- 1 absorbeur de CO₂
- 1 circuit patient avec
 - Valve inspiratoire, Valve expiratoire, Valve de sécurité, Manomètre de pression, Ballon de ventilation, Tuyaux et masque, ...
- Tuyau alimentation O₂
- Tuyau alimentation N₂O
- Set de pièces de rechanges
- 1 manuel d'utilisation

Packing Details: 760mm×660mm×1240mm
N.W.75kgs G.W.105kgs

