



## RESPIRATEUR D'ANESTHESIE 4B

**Multifonctionnel et Compact**  
**Pour adultes et enfants**  
**Excellent rapport qualité / prix**  
**Simple d'utilisation et d'entretien**  
**Avec respirateur pneumatique**

Respirateur d'anesthésie 2 gaz (O<sub>2</sub> N<sub>2</sub>O) avec circuit semi-ouvert monté sur chariot roulant et équipé d'un évaporateur (Isoflurane ou Enflurane).

Complet avec :

- 1 chariot équipé de 1 tiroir et 1 étagère pour le monitoring, monté sur 4 roues.
- 1 manomètre de pression pour l'O<sub>2</sub>
- 1 manomètre de pression pour le N<sub>2</sub>O
- 1 manomètre pour le circuit patient
- 1 valve de flush d'O<sub>2</sub>
- 2 rotamètres (O<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>O) 0.1~10L/min
- 1 évaporateur Enflurane ou Isoflurane à compensation de pression, de débit et de température.
- 1 ventilateur à commande pneumatique  
I/E Ratio: 1:0.5~1:3.0  
Respiratory Rate: 8~40/min  
Tidal Volume: 100~1200mL adulte  
Tidal Volume: 50~1200mL enfant
- Alarmes : minute volume  
pressions
- 1 absorbeur de CO<sub>2</sub>
- 1 circuit patient avec
  - Valve inspiratoire, Valve expiratoire, Valve de sécurité, Manomètre de pression, Ballon de ventilation, Tuyaux et masque, ...
- Tuyau alimentation O<sub>2</sub>
- Tuyau alimentation N<sub>2</sub>O
- Set de pièces de rechanges
- 1 manuel d'utilisation

Packing Details:

Mainframe : 820mm×760mm×1280mm  
N.W.60kgs G.W.85kgs  
Accessory : 710mm×710mm×370mm  
N.W.30kgs G.W.45kgs

