



VENTILATEUR SOINS INTENSIFS 700

Le 700A est un ventilateur à commande électronique **de génération moderne.**

Spécifications

- Modes de Ventilation: SIPPV, IPPV, SIMV; IMV; PSIMV; CPAP; PCV; SPONT
- Fréquence de ventilation : 1~99
- Volume courant : 50 à 1.500 ml
- Volume minute maximal : 18 litres
- Réglage de la concentration d'O₂ : 21 à 100 %
- Volume de soupir : 150 % du volume courant
tous les 100 cycles
- I:E ratio: 1-4.0 to 4.0-1
- Sensibilité Trigger : 0,2 kPa
- PEEP : 0 à 1.0 kPa
- Alarme haute : 2~6 kPa
- Alarme basse : 0.4~2.4 kPa
- Alimentation : AC 220V 50Hz

Fonctions

- Moniteur LCD 10 " couleur
- Alarmes pressions haute et basse
- Réglage des alarmes
- Alarme de disfonction

Dimensions :

66 * 52 * 128 cm / 55 kg

Le respirateur est livré avec humidificateur, chariot roulant et bras articulé.

Existe avec compresseur intégré

