



## SCIE A PLATRE ELECTRIQUE

Scie à plâtre oscillante GL 2000.  
Facilite le découpage des plâtres traditionnels et des résines.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Branchement: 230 V 50 Hz - Puissance: 500 W
- Classe de protection II d'après VDE 0740
- Poids : 1.4 kg
- Protection du moteur assuré
- Anti-parasites
- Niveau sonore: de 52 à 77 db
- Oscillations : environ 6500 à 24000 / min
- Dimensions: longueur 330 mm - diamètre 65 mm
- Longueur du câble: 5 m
- Emballage carton 140 x 160 x 510 mm – poids : 2000 g



Livrée avec deux lames (50 et 65 mm ) pour plâtre naturel.

### Options:

lames pour plâtre naturel et synthétique en diam.50 mm et 65 mm