



## ECHOGRAPHE AVEC DOPPLER

# SIGMA 110

### LA FIABILITE POUR UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE

Le Sigma 110 est un échographe compact noir et blanc Facilement évolutif du 2D au Doppler continu et Doppler Pulsé, il vous offre les meilleures conditions pour un diagnostic rapide et fiable.

Avec une **large sélection de sondes multifréquences à ultra-large bande** destinée à chaque application, le Sigma 110 est d'une grande modularité afin de s'adapter à vos besoins cliniques. La **nouvelle technologie innovatrice AFA™** (Auto-adaptative Frequency Adjustment) vous permet d'obtenir facilement et instantanément les **meilleures performances** de votre Sigma 110. Cette caractéristique unique s'adapte automatiquement et optimise les fréquences reçues et émises à la profondeur de balayage afin de vous offrir la meilleure résolution d'imagerie.

Le Sigma 110 a été conçu avec le **souci de répondre au mieux à votre pratique quotidienne et à vos besoins cliniques**. Son **interface utilisateur simple et conviviale** vous apporte une productivité optimum pour un temps de formation minimal. Son clavier amovible et lavable a été ergonomiquement conçu pour une utilisation facilitée. La **fonction EasyPrint™(option)** vous donne la possibilité d'obtenir des impressions de haute qualité à un coût réduit en se connectant directement sur une imprimante jet d'encre



### UNE IMAGERIE DE HAUTE QUALITE POUR PLUS DE VALEUR AJOUTEE

**Le Sigma 110 est un échographe compact noir et blanc qui se connecte avec des sondes électroniques (linéaires, convexes et micro-convexes).**

#### Points clés

- 2D, M-Mode
- Doppler Pulsé et Doppler Continu
- Jusqu'à 4 ports de sondes
- Boucle Cine
- Télécommande
- Archivage digital
- USB Link™ (archivage numérique)
- EasyPrint™ (sortie directe sur une imprimante jet d'encre)