




SIGMOIDOSCOPE

Spécifications techniques

OLYMPUS OSF-3

Angle de vue		120°
Profondeur de champ		3-100 mm
Diamètre embout distal		12,2 mm
Diamètre tube d'insertion		12 mm
Béquillage	haut	180°
	bas	180°
	droite	160°
	gauche	160°
Diamètre intérieur du canal de travail		3,2 mm
Longueur utile		700 mm
Longueur totale		1.040 mm



Caractéristiques :

Techniques

Meilleure orientation grâce au champ de vision de 120° -
Flexibilité progressive facilitant l'insertion dans le malade
L'ergonomie de la poignée a été augmentée

Hygiéniques

Touches autoclavables (pas d'entretien, pas de silicone) –
Les manettes ne sont plus creuses

Moins de lignes longitudinales dans la poignée

En cas de désinfection manuelle, un nouveau procédé d'irrigation permet d'irriguer les canaux avec une force deux fois plus importante.