



ECHOGRAPHE VETERINAIRE

Appareil d'échographie à usage vétérinaire destiné à la réalisation des examens des petits animaux comme truies, brebis, chèvres, chiennes, chattes.

Il permet d'obtenir un diagnostic, sûr, complet et rapide déjà dans la dix-neuvième jour de la gestation. La sonde abdominale est destinée également à l'analyse de l'épaisseur du lard chez les cochons.



DRAMIŃSKI SonoFarm

**Diagnostic précoce et facile
de la gestation chez truies,
brebis et chèvres**

- facile à user
- portatif - petits poids et dimensions
- robuste - boîtier extrêmement résistant pour travailler en conditions difficiles
- un diagnostic sûr et rapide dès le 19ème jour de la gestation





ECHOGRAPHE VETERINAIRE



Truie



Brebis



Chèvre

- scanner échographique
- sonde (sectorielle, mécanique, abdominale)
- batterie extérieure
- chargeur de batterie
- câbles
- ceintures pour porter le scanner
- valise de transport maniable et robuste
- gel d'ultrasonographie
- mode d'emploi en 6 langues



batterie extérieure



chargeur



valise de transport



sonde abdominale



afficheur TFT LCD



la pleine portabilité

Caractéristiques techniques:

| | |
|------------------------------------|---|
| Poids total : | 1557g, batterie - 655 g, sonde - 265 g |
| Dimensions: | 22 cm x 16.5 cm x 5.5 cm |
| Sonde: | sectorielle, mécanique, abdominale 5.0 MHz |
| angle de la pénétration: | 90° |
| profondeur de pénétration : | 20 cm, 15 cm, 12 cm, 10cm, 7cm |
| Boîtier: | d'aluminium, résistant aux feux, poussière, chocs (standard de protection IP65) |
| Moniteur: | TFT LCD, 5.0 pouces |
| Batterie: | 1 unité, extérieure, NiMH 12V |
| temps de fonctionnement: | 4h 30 min |
| temps du chargement: | 1h 45 min |



ECHOGRAPHE VETERINAIRE

| COMPARAISON DES 3 MODELES D' ECHOGRAPHES | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|-----|
| CARACTERISTIQUES: | ANIMAL _{profi} | SonoFarm _{profi} | SonoFarm | |
| | | | | |
| DIMENSIONS | 22cm x 16.5cm x 5.5cm | | | |
| POIDS: | 2.5 kg | | | |
| ECRAN | 6.4 pouces, TFT LCD | | 5.0 pouces, TFT LCD | |
| MODES DE PRESENTATION | B Mode, B+B Mode | | B Mode | |
| SONDES A CHOISIR | Sectorielle, Mécanique 5.0 MHz | | | |
| | RECT | ABD | RECT | ABD |
| Portée de la pénétration s. RECTALE | 12cm, 10cm, 7cm | | ----- | |
| Portée de la pénétration s. ABDOMINALE | 20cm, 15cm, 12cm, 10cm, 7cm | | | |
| Angle de la pénétration s. RECTALE | 180° | | ----- | |
| Angle de la pénétration s. ABDOMINALE | 90° | | | |
| MEMOIRE DES IMAGES | 480 images | | NON | |
| CINE-LOOP MEMOIRE | 119 images | | NON | |
| TRANSMISSION VERS L'ORDINATEUR | Optional | | NON | |
| MESURAGE | Courseurs | | NON | |
| | Grille | | | |
| | Règles | | | |
| PUISSANCE DE SIGNAL TRANSMIS | Puissance 1 et Puissance 2 | | | |
| ADDITIONAL FUNCTIONS OF MENU | Réglage | | | |
| | Mesurage | | NON | |
| | Stockage | NON | | |
| | Mode | NON | | |
| BOITIER | Aluminium, IP 65 classification de protection | | | |
| BATTERIE EXTERIEURE, NO DE UNITES | 2 | | 1 | |
| TEMPS DE FONCTIONNEMENT | 4 heures / 1 batterie | | | |
| TEMPS DE CHARGEMENT (1 BATTERIE) | 1h 45 min | | | |
| INDICATEUR D'EPUISEMENT DE BATTERIE | OUI | | | |
| FONCTIONS ADDITIONNELLES | Rétention de l'image | | | |
| | Selection de langue | NON | | NON |
| | Double Zoom | | | |
| Filtration du signal de sonde | | | | |
| EQUIPEMENT STANDARD | | | | |
| 1 SONDE | RECTALE ou ABDOMINALE | | ABDOMINALE | |
| BATTERIE | 2 | | 1 | |
| CHARGEUSE | ✓ | | ✓ | |
| PAQUET DE CABLES | ✓ | | ✓ | |



ECHOGRAPHE VETERINAIRE

| | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| PAQUET DE CEINTURES POUR SUSPENSION | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAISSE D'EMBALLAGE SOLIDE | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEL D'ULTRASONOGRAPHIE | ✓ | ✓ | ✓ |
| MODE D'EMPLOI | ✓ | ✓ | ✓ |
| APPLICATION | DIAGNOSTIC COMPLET DE REPRODUCTION | DETECTION DE GESTATION | DETECTION DE GESTATION |
| | CHIENNES / CHATTES | NON | NON |
| | Mesurage de gras dorsal | | |
| | VACHES / JUMENTS | | |
| | TRUIES / BREBIS / CHEVRES | | |



ECHOGRAPHE VETERINAIRE

Les animaux doivent être suivis professionnellement.

Faites le avec notre
professionalisme.



DRAMIŃSKI ANIMALprofi L

Echographe portable vétérinaire avec une sonde linéaire.

Diagnostic échographique complet et professionnel
dans la reproduction des grands et des petits animaux.

- excellente clarté d'image
- portable
- boîtier extrêmement robuste pour travailler en conditions difficiles
- modes d'affichage: B, B+B, M
- mémoire de 200 images et reproduction Ciné-loop des derniers 119 images



ECHOGRAPHE VETERINAIRE

Equipement standard de l'échographe:

- scanneur échographique avec une sonde à choisir
- batteries extérieures
- chargeur de batteries
- cables
- ceintures pour porter le scanneur
- valise de transport maniable et robuste
- gel d'ultrasonographie
- mode d'emploi



batterie



chargeur



valise de transport



sonde linéaire pour mesurer l'épaisseur de muscle



sonde convexe



stand

Donées techniques:

Poids:

scanneur avec une sonde - 2,1 kg
batterie - 655 g

Dimensions:

22 cm x 16.6 cm x 5.5 cm

Boîtier:

aluminium, résistant à l'eau, à la poussière, aux chocs (standard de protection IP65)

Sondes électroniques:

linéaire rectale

7.5 MHz, 96 éléments

convexe

5.0 MHz, 128 éléments

linéaire pour mesurer l'épaisseur de muscle

3.5 MHz, 96 éléments

Profondeur de pénétration:

7cm - 20 cm

Moniteur:

TFT LCD, 6.4 pouces

modes d'affichage:

B, B+B, M

Batterie:

2 unités, extérieures, NiMH 12V

temps de fonctionnement:

4h / unité

temps de chargement:

1h 45

Mémoire:

200 images voire plus avec N° de l'animal, date, heure, jour de gestation, fréquence reproduction vidéo des 119 dernières images

Ciné-loop:

Transmission des données au PC :

par USB en utilisant le logiciel inclus (en option)

Langue:

menu en 8 langues

Options additionnelles:

mesure des objets

2 fois zoom

gain

image figée